


**THE
FUTURE
OF
REHAB
IS
NOW**

ELETTROTERRAPIA ADATTIVA

ENF

**IL SUO SEGRETO
È IL FEEDBACK**



La forma d'onda ENF cambia al variare dell'impedenza cutanea.

Funzionamento dell'elettroterapia adattiva ENF: la linea blu rappresenta la dinamica della reazione corporea; la linea nera rappresenta la dinamica di emissione ENF come compensazione della risposta corporea. Viene eliminato l'adattamento e notevolmente ampliato il campo dell'azione riabilitativa.



VALUTAZIONE

cerca il punto di trattamento misurando l'impedenza



TRATTAMENTO

esegui la terapia con il metodo manuale o automatico



COMUNICAZIONE MOTIVAZIONALE


rafforza il rapporto con il paziente mostrando la tua competenza

ENF: la tecnologia riabilitativa che rigenera i tessuti.

Moduli Software

 Fisioterapia 150 Protocolli	 Fisioterapia dello Sport 24 Protocolli	 Ortopedia Post-intervento 96 Protocolli
 Pavimento Pelvico 8 Protocolli	 Neurologia 35 Protocolli	 Odontoiatria 11 Protocolli
 Urologia 10 Protocolli	 Ginecologia 14 Protocolli	

Mappe Tecniche 3D



Anatomia Completa 3D



ENF Studio

- Monitor Touch a scelta da 22" o 40"
- Protocolli per l'esecuzione automatica dei trattamenti
- Completa Anatomia 3D con 8.000 elementi anatomici selezionabili